

2023年度 実験動物用飼料製品基準値 ('18/1~'22/12分析値より算出)

Experimental Animal Diet Standard Values (Calculate from data from Jan., 2017 to Dec.,2021)

銘柄 Product name	水分 Moisture (%)	粗蛋白質 Crude protein (%)	粗脂肪 Crude fat (%)	粗繊維 Crude fiber (%)
	製品基準値 Standard value	製品基準値 Standard value	製品基準値 Standard value	製品基準値 Standard value
CA-1	≦ 9.5	24.2 ~ 29.2	3.4 ~ 6.7	2.8 ~ 5.6
CE-2	≦ 9.5	22.4 ~ 28.5	3.4 ~ 6.1	3.4 ~ 6.4
B.F	≦ 9.5	17.8 ~ 22.8	6.9 ~ 10.6	2.0 ~ 4.8
CL-2	≦ 9.5	21.7 ~ 26.9	4.0 ~ 7.6	3.0 ~ 6.4
CE-7	≦ 9.5	14.6 ~ 19.4	2.3 ~ 4.6	3.9 ~ 7.0
Quick Fat	≦ 9.5	21.5 ~ 25.2	12.2 ~ 15.6	1.9 ~ 4.8
CR-3M	≦ 9.5	14.6 ~ 20.8	2.6 ~ 4.9	9.5 ~ 20.3
CG-7	≦ 9.5	16.2 ~ 20.0	2.8 ~ 4.5	16.4 ~ 21.1
CD-5M	≦ 9.5	21.3 ~ 27.1	6.9 ~ 12.2	1.9 ~ 4.3
CMK-2	≦ 9.5	17.8 ~ 23.5	2.4 ~ 5.6	3.0 ~ 6.7
CMS-1M	≦ 9.5	25.5 ~ 29.3	7.1 ~ 10.9	1.6 ~ 4.5

銘柄 Product name	粗灰分 Crude ash (%)	硬度 Hardness (kg/cm ²)
	製品基準値 Standard value	製品基準値 Standard Value
CA-1	7.2 ~ 10.5	16.4 ~ 31.1
CE-2	6.2 ~ 8.9	19.8 ~ 32.8
B.F	3.9 ~ 5.7	2.5 ~ 7.4
CL-2	7.9 ~ 11.3	11.0 ~ 19.0
CE-7	5.7 ~ 8.0	17.1 ~ 30.5
Quick Fat	4.6 ~ 7.1	3.1 ~ 19.1
CR-3M	7.7 ~ 11.1	7.3 ~ 12.8
CG-7	8.7 ~ 12.5	6.1 ~ 13.4
CD-5M	6.5 ~ 9.0	—
CMK-2	5.7 ~ 8.1	—
CMS-1M	5.9 ~ 7.7	—

※ 硬度を除く製品基準値は原料の分析実績(過去5年間の分析値)と配合率から理論値を計算して設定した。硬度については過去5年間の製品分析結果を基に平均値±3σ(σ=標準偏差)を製品基準値とした。

* Each standard value other than hardness is calculated from last 5 year analysis values and blending ratio. Hardness is calculated as average ±3σ(σ= standard deviation) based on last 5 year analysis values.