




# マウス用ケージランナー


## CL-4171



- ◆ ケージランナー内でマウスが走り回ります。
- ◆ エンリッチメントとして、マウスのケージ内運動を促進します。
- ◆ 運動負荷(運動促進)に関する実験系にご利用いただけます。
- ◆ ステンレス製のため洗浄や高圧蒸気滅菌可能で、繰り返しお使いいただけます。
- ◆ 寸法: W80×D130×H113 あるいは H125mm (高さ2段階調整可能)
- ◆ ホイール寸法:  $\phi 100 \times W50\text{mm}$
- ◆ 対象ケージ: フタセット時の有効内寸高さ115mm以上のケージ

例: マウスケージ、クリーンSケージ、CARDケージ、KYケージ等

※高さが満たない場合は、別途ご相談ください。



高さ調整は、  
軸受けプレートの留める位置を  
変更してください(ビス留めか所)。



■ 販売元

本製品は、改良のために仕様変更となる可能性もございます。



日本クリア株式会社

東京器材部

〒153-8533 東京都目黒区東山1-2-7

TEL.03-5704-7600

大阪器材部

〒564-0053 大阪府吹田市江の木町6-5

TEL.06-4861-7105